

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +7(7172)727-132

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://bwtek.nt-rt.ru> || bkb@nt-rt.ru

Аксессуары TacticID

TAP



TAP-25 и TAP-50 - это серебряные субстраты P-SERS (печатные субстраты SERS). Гибкие и чувствительные подложки для погружения или проб жидких пипеток и вписываются непосредственно в адаптер TacPas для оптимального сбора сигналов. Доступно в упаковках по 25 или 50 штук.

TID-PAS



TID-PAS - это адаптер point and shoot для портативных рамановских спектрометров TacticID-GP Plus и TacticID-N Plus. Это точечное и стрелковое оборудование идеально подходит для отбора проб материалов в полевых полях и способно измерять через пластиковую и стеклянную тару.

TID-STA



TID-STA - это адаптер для отбора проб ST, используемый с портативной рамановской системой TacticID-1064, обеспечивающий больший размер пятна и глубину отбора проб для сквозной способности и предотвращения сжигания образцов для темных образцов.

TID-PCC



TAP-KIT-T - это набор для анализа SERS для использования с TacticID-N Plus для усиления рамановского сигнала и снижения флуоресценции трудноизмеримых образцов. Он включает в себя черный мешочек, пинцет, адаптер анализа SERS и 25 подложек SERS

TAP-AT



TAP-AT - это адаптер анализа SERS для использования с подложками TacPac™-P SERS для TacticID Plus.

NRX-CTP-IMP



NRX-CTP-IMP - это погружной зонд для портативного рамановского спектрометра TacticID-1064, который позволяет легко измерять образцы жидкости, твердых веществ или геля внутри контейнера. Этот зонд имеет длину 6 дюймов и рабочее расстояние около 1 мм. Это дополнительный аксессуар для TacticID-1064 и TacticID-1064 ST.

NR2-RAA



NR2-RAA - это аксессуар прямоугольного адаптера, входящий в комплект ручного рамановского спектрометра TacticID®-1064. Это прямоугольное крепление улучшает доступность и идеально подходит для измерения образцов с большими поверхностными площадями. Кроме того, NR2-RAA можно использовать для выполнения измерения громкой связи, "сидя" на TacticID-1064 с адаптером на поверхности образца, что может быть желательно для определенных задач применения.

NRX-BSA



NRX-BSA - это большой адаптер для бутылок с рабочим расстоянием 10 мм для TacticID-1064. Он оснащен изогнутым световым экраном, чтобы уменьшить помехи от окружающего освещения. Это хорошо работает с большими и толстыми стеклянными бутылками с стенками.

NR2-PCC



NR2-PCC - это крышка для проверки полистирола для портативного рамановского спектрометра TacticID-1064. Этот колпачок для проверки позволяет проверить калибровку TacticID-1064, просто прикрепив его к системе.

NR2-PAS



NR2-PAS - это адаптер для ручного рамановского спектрометра TacticID-1064. Это точечное и стрелковое оборудование идеально подходит для отбора проб материалов в полевых полях и способно измерять через пластиковую и стеклянную тару.

TacticID Shoulder Bag



TID-SBG - это сумка на плечо для серии TacticID. Он изготовлен из сверхмощной ткани 1000d, нескольких тактических пакетов и отсека, предназначенного для прочного использования и жесткого ношения. TID-SBG совместим со всеми продуктами TacticID и продуктами NanoRam. Он предназначен только для транспортных целей.

TacticID Mobile Power Bank



Блок питания TacticID Mobile - это аккумулятор для устройства. Он совместим только с блоком TacticID Mobile и адаптером питания TacticID Mobile для зарядки. (Можно применяться ограничения на доно-доставка. В некоторых случаях может быть добавлена дополнительная плата за обработку.)

TID-PCC



TID-PCC - это крышка для проверки полистирола для портативных рамановских спектрометров TacticID-GP Plus и TacticID-N Plus. Этот колпачок для проверки позволяет проверить калибровку NanoRam, просто прикрепив ее к системе.

TID-RAA



TID-RAA - это аксессуар прямоугольного адаптера для портативных рамановских спектрометров TacticID-GP Plus и TacticID-N Plus. Это прямоугольное крепление улучшает доступность и идеально подходит для измерения образцов с большими поверхностными площадями. Кроме того, TID-RAA можно использовать для выполнения измерения громкой связи, "сидя" TacticID с адаптером на поверхности образца, что может быть желательно для определенных задач применения. Он входит в комплект TacticID-GP Plus и является необязательным для TacticID-N Plus

TID-LVN



TID-LVN - это адаптер держателя жидких флаконов для портативных рамановских спектрометров TacticID-GP Plus и TacticID-N Plus. Это позволяет измерять жидкости и гели на месте во флаконах 15 мм.

Алматы (7273)495-231
Ангартск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +7(7172)727-132

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93